

Stratamark®

Stratamark gél sa nanáša na príslušné miesta vo veľmi tenkej vrstve

- Vysoký účinok : Stratamark gél má unikátne zloženie, ktoré vyžaduje podstatne menej produktu pre aplikáciu, než vyžadujú bežné hydratačné krémy alebo kozmetické prípravky.
- Jednoduchá aplikácia na všetky oblasti kože vrátane exponovaných a citlivých oblastí.
- Po zaschnutí sa môže prekryť spodným prádlom, opaľovacími prípravkami alebo kozmetikou.



Stratamark je priehľadný a bez zápachu Neobsahuje alkohol, parfumácie ani parabény

- Nepreniká pod úroveň stratum corneum (povrchová vrstva pokožky).
- Je vhodný pre tehotné ženy, dojčiaci mamičky, deti aj osoby s citlivou pokožkou.

Od Stratpharma AG (Švajčiarsko) výrobcu:

Stratamed®

Gél na liečbu jaziev pre lekárske použitie

Stratamed je prelomová liečba otvorených rán a poškodenej kože

- Stratamed je možné použiť ihneď po cisárskom reze, chirurgických zákrokoch, resurfacingu apod.
- Stratamed napomáha hojeniu rán a zabezpečuje viditeľné výsledky po poškodení kože.
- Stratamed môžu bezpečne používať deti aj tehotné a dojčiaci ženy.

www.stratamed.com



Strataderm®

Gél na liečbu jaziev

Strataderm – pre prevenciu a liečbu hypertrofických a keloidných jaziev.

- Strataderm sa používa na jazvy po cisárskom reze, chirurgickom zákroku, úraze apod.
- Strataderm môžu bezpečne používať deti aj tehotné a dojčiaci ženy.

www.strataderm.com



Stratamark®

Starajte sa o Vaše dieťa – a Vašu pokožku



- Stratamark zjemňuje a vyhladzuje vystúpené a poklesnuté strie.
- Znižuje začervenanie a zafarbenie strií.
- Hydratuje a chráni pokožku.
- Je vhodný pre tehotné ženy, dojčiaci mamičky, deti aj osoby s citlivou pokožkou.
- Zmierňuje svrbenie a nepríjemné pocity vo striách.

www.stratamark.net

Zdravotnícka pomôcka CE

axonia
PHARMA

Stratpharma
Switzerland

Výrobca: Stratpharma AG, CH-4051 Bazilej, Švajčiarsko, www.stratamark.net
Distribútor pre ČR a SR: AXONIA, a.s., Obrovského 644/3, 141 00 Praha 4, Česká republika, www.axonia.sk

Stratamark®

Na prevenciu a liečbu strií



Užite si materstvo bez strií

Stratamark®

Unikátna zdravotnícka pomôcka
pre prevenciu a liečbu strií

Strie sú viac než iba kozmetická záležitosť



Strie sú známe a časté postihnutie kože a môžu spôsobovať **značné obavy a pocity neistoty** počas tehotenstva a po ňom.

Strie sú často výsledkom **rýchleho napínania kože** pri rýchlom raste alebo rýchlej zmene hmotnosti.

Strie môžu tiež ovplyvniť **hormonálne zmeny** v puberte a tehotenstve, pri posilňovaní či užívaní hormonálnej substitučnej terapie, atď. ¹

Hoci nepoškodujú Vaše zdravie, môžu spôsobovať fyzické príznaky ako je **svrbenie, citlivosť a bolesť**. Kvôli ich vzhľadu môžu tiež významne ovplyvniť **Vaše sebedomie a imidž**. ²

Narozdiel od kozmetických a hydratačných prípravkov je Stratamark zdravotnícka pomôcka s liečebným účinkom pre prevenciu a liečbu strií

- Strie môžu spôsobiť fyzické príznaky, ako je svrbenie, citlivosť a bolesť
- Môžu významne ovplyvniť Vaše sebedomie a image ²

1. Bernstein E. What Causes Stretch Marks, 2008./The Patient's Guide to Stretch Marks, 2009
2. Osman H et al. BJOG 2008;115:1138–1142

O striách

Strie sú druh tenkých sploštených jaziev. Hoci dôvod vzniku strií nie je úplne objasnený, predpokladá sa, že dôvodom môžu byť **abnormálne zmeny podporného tkaniva kože**.

V raných štádiách sú strie mierne vyvýšené, ružovo až červeno sfarbené, postupom času ich farba nadobúda svetlofialový odtieň, až nakoniec ostávajú biele a poklesnuté s jemne zvráskavenými linkami.

Strie vznikajú dôsledkom tehotenstva, rýchleho rastu v období dospievania, prírastku telesnej hmotnosti alebo kulturistiky. Pajzvičky (striae distensae) je všeobecný termín pre strie, ale existuje niekoľko rôznych klasifikácií:

- **Striae gravidarum** označujú strie, ktoré vznikajú v dôsledku tehotenstva.



- **Striae rubrae** označujú počiatkové červené jazvy.



- **Striae albae** označujú zrelé, belšie a poklesnuté strie.

- Strie postihujú až u 90% tehotných žien ¹
- Strie sú dva a pol krát častejšie u žien ¹

1. Osman H et al. BJOG 2008;115:1138–1142

Prevencia a liečba strií

Stratamark gél je svojím zložením unikátny gél špeciálne vyvinutý pre prevenciu a liečbu všetkých druhov strií.

Po zaschnutí vytvára **tenkú a pružnú ochrannú vrstvu**, ktorá prepúšťa vzduch a je vodeodolná. Stratamark normalizuje cyklus tvorby kožného kolagénu, čím strie vyhladzuje a účinne zabraňuje ich tvorbe.

Ako používať gél Stratamark

- Presvedčte sa, že koža je čistá a suchá.
- Končekmi prstov naneste na príslušné miesta **veľmi tenkú vrstvu** gélu Stratamark, rovnomerne rozotrite vo veľmi tenkej vrstve a nechajte gél zaschnúť.
- Gél aplikujte **raz denne**, alebo po každom umytí.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mal byť Stratamark v nepretržitom kontakte s kožou (24 hodín denne).
- Pri správnom použití by mal Stratamark **zaschnúť počas 3–4 minút**. Ak gél zasychá dlhšie, pravdepodobne ste naniesli príliš veľké množstvo. Malé množstvo gélu vystačí na veľkú plochu. Jemne odstráňte prebytočný gél uterákom alebo papierovým obrúskom a nechajte ďalej schnúť.
- Akonáhle Stratamark zaschne, môžete ho prekryť spodným prádlom, opaľovacími prípravkami alebo kozmetikou.

Odstránenie gélu Stratamark

Stratamark možno po aplikácii ľahko odstrániť z Vašich rúk: jednoducho umyte ruky tekutým mydlom a teplou vodou. Opakujte v prípade potreby.



Kolko gélu Stratamark potrebujem?

Stratamark gél má unikátne zloženie, ktoré vyžaduje podstatne menej produktu pre aplikáciu, než vyžadujú bežné hydratačné krémy alebo kozmetické prípravky.

- Jedna 20g tuba obsahuje dostatok gélu pre približne mesačnú liečbu žien v neskorých fázach tehotenstva.
- Jedna 50g tuba obsahuje dostatok gélu pre približne dvojmesačnú liečbu žien v neskorých fázach tehotenstva.

Odporúčaná dĺžka liečby

Prevencia strií počas tehotenstva

Stratamark odporúčame užívať od začiatku druhého trimestra tehotenstva (13. týždeň) alebo od vzniku prvých strií. Liečba by mala pokračovať po dobu minimálne 60–90 dní po pôrode.

Prevencia vzniku strií v období rýchleho rastu

Stratamark by sa mal používať po celé obdobie rýchleho rastu alebo do doby, kedy už nie je koža pevne napnutá. Potom by mala liečba pokračovať ďalších 60 až 90 dní.

Liečba už existujúcich strií

Stratamark by sa mal používať po dobu najmenej 60 až 90 dní (24 hodín 7 dní v týždni). Odporúčame pokračovať v liečbe do doby, keď už nie sú viditeľné žiadne známky ďalšieho zlepšenia. Závažné a/alebo staršie strie môžu vyžadovať dlhšiu liečbu.

Stratamark sa môže používať aj v kombinácii s inými prípravkami na liečbu strií, vrátane laserovej terapie, s odporúčaním Vášho ošetrojúceho lekára.

Stratamark je navrhnutý špeciálne pre prevenciu a liečbu strií

- Zjemňuje a vyhladzuje strie.
- Znižuje začervenanie a zafarbenie strií.
- Zmierňuje svrbenie a nepríjemné pocity vo striách.

Stratamark vytvára po zaschnutí ochrannú silikónovú vrstvu, ktorá prepúšťa vzduch a je vodeodolná

- Umožňuje koži normalizovať cyklus tvorby kolagénu.
- Hydratuje a chráni strie.